

許可番号：07B3X10001

届出番号：07B3X10001000201

2017/08/01 作成(第2版)(新記載要領に基づく改定)

2010/10/01 作成(新様式第1版)

医4 整形用品 13700000 一般医療機器 医療ガーゼ

## カコー カットガーゼ滅菌済 S

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 体内に留置しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼを5cm×5cmの大きさに12枚合せに折畳んだ物。

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため。

### 【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること。

### 【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること。

包装が開封、破損、水濡れ及び汚染がある場合は滅菌品として使用しないこと。

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

試用期間：滅菌袋に記載

### 【保守・点検に係わる事項】

再使用禁止。

### 【包装】

100袋/箱 12袋/箱

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 サンメディカル

〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字西川原 47 番地の 1

お問い合わせ電話番号 0120-082-159