



\*〔廃棄上の注意〕

- (1) 廃棄に際しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び排水基準に従って適切に処理して下さい。溶解液中にシアノ錯体(シアンとして1.5 mg/L)を含有しています。
- (2) 溶解液、活性化溶液は、防腐剤としてアジ化ナトリウムを0.05%含有しています。アジ化ナトリウムは、銅や亜鉛などの重金属と結合してアジ化物を形成します。重金属のアジ化物は、乾燥状態で衝撃により爆発する性質がありますので、配水管に残留しないように十分量の水で洗い流して下さい。

\*〔貯蔵方法・有効期間〕

|                   | (貯 法)   | (有効期間)    |
|-------------------|---------|-----------|
| リパーゼ カラーオートテストワコー |         |           |
| 酵素基質剤             | 2～10℃保存 | 製造後 1 か年間 |
| 溶解液               | 2～10℃保存 | 製造後 1 か年間 |
| 活性化溶液             | 2～10℃保存 | 製造後 1 か年間 |

〔包 装 単 位〕

| (コード番号)   | (品 名)             | (包 装)       |
|-----------|-------------------|-------------|
| 413-38801 | リパーゼ カラーオートテストワコー | セット         |
|           | 〔酵素基質剤            | 30 mL用× 4   |
|           | 溶解液               | 30 mL × 4   |
|           | 活性化溶液             | 10 mL × 4   |
| 414-62901 | リパーゼ カラーオートテストワコー | R1セット       |
|           |                   | (60 mL分× 4) |
|           | 〔酵素基質剤            | 60 mL用× 4   |
|           | 溶解液               | 60 mL × 4   |
| 416-89201 | リパーゼ カラーオートテストワコー | R2セット       |
|           |                   | (20 mL × 4) |
|           | 〔活性化溶液            | 20 mL × 4   |

〔主 要 文 献〕

- (1) Shigeyuki, I., Toshiaki, H., et al. : Clin. Chem., **35**, 1126 (1989).
- (2) 当社社内データ

〔問い合わせ先〕

富士フイルム 和光純薬株式会社  
臨床検査薬 カスタマーサポートセンター  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号  
Tel : 03-3270-9134(ダイヤルイン)

〔別 売〕

| (コード番号)   | (品 名)           | (包 装)    |
|-----------|-----------------|----------|
| 412-39091 | リパーゼ標準          | 3 mL用× 4 |
|           | 〔表示値はロットごとに異なり〕 |          |
|           | ラベルに記載しています     |          |