



* 1 0 9 - 0 1 6 A *

* 2023年11月（第2版）
2016年11月（第1版）

届出番号 13B1X00062SPC006

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 単回使用持針器 （JMDN：12726020）

メドライン単回使用持針器

再使用禁止

【禁忌・禁止】



1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
メドライン・ジャパン合同会社
電話（03）5842-8800

【形状・構造及び原理等】

本品は、ハンドルをもつ手術器具で、遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、縫合時に縫合針を把持するのに使用する。



【使用目的又は効果】

本品は、ハンドルをもつ手術器具である。遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、縫合時に縫合針を把持するように設計されている。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本品は滅菌品である。
2. 包装より無菌的に取り出す。
3. ハンドル部を操作し先端部分で縫合針を把持する。

本品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで再使用できない。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

使用前に、外観上の損傷、汚れがないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、紫外線、熱源、X線、高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。〔自己認証(自社データ)による〕