

ラバーボウル

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯科材料の練和作業に用いる。

2. 構成

寸法・容量

	容量	直径	高さ
S サイズ	150cc	80mm	56mm
M サイズ	350cc	110mm	70mm
L サイズ	600cc	120mm	90mm
XL サイズ	850cc	130mm	110mm

重量

- S 60g±10%
M 110g±10%
L 150g±10%
XL 200g±10%

【使用目的又は効果】

本品は、歯科材料の練和作業に用いられる。

【使用方法等】

計量されたアルギン酸塩印象材や石膏などを適量の水と一緒に同機器に入れ、スパチュラ(へら状の器具)を併用し、練和又は混和する。

【保管方法及び有効期間等】

保管条件: 常温常湿

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者 AJMD 株式会社
電話番号: 03-5614-0733
外国製造業者 Colte(')ne/Whaledent Inc.,
コルテン／ウェルデント インク
(アメリカ合衆国)