

*2005 年 4 月 30 日改訂（第 2 版）

2001 年 12 月 13 日作成（新様式第 1 版）

届出番号：13B2X00023000002

医 4 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

シングルガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

脱脂綿（綿 100％）を水流により絡め布状にしたもの

*【使用目的、効能又は効果】

*創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう

【品目仕様等】

*水の吸収性能は、自重の約 1.1 倍を示す

【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

*直接患部に使用するときには、滅菌して使用し、繊維が患部に残らないように注意すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かない場所に保管すること

【包装】

*内容量および単位：パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

お問い合わせ（お客様相談室）TEL0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

製造元 白十字株式会社