

*2005年8月3日改訂(第2版)

2003年2月20日作成(新様式第1版)

届出番号: 13B2X00023000067

医4 整形用品 13700000 医療ガーゼ 一般医療機器

ハクジュウジ挿入ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

綿100%の平織りガーゼ

*【使用目的、効能又は効果】

*出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷

又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう

*【操作方法又は使用方法】

適当な長さに切って、適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

*内容量および単位: パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造元 白十字株式会社