

*2005年8月24日改訂（第2版）

2002年10月24日作成（新様式第1版）

届出番号：13B2X00023000073

医4 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

シングルガーゼ滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

脱脂綿（綿100%）を水流により絡め布状にしたもの。

*【使用目的、効能又は効果】

*創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう

*【操作方法又は使用方法】

*本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用する

【使用上の注意】

包装が開封、破損及び汚損している場合は滅菌品として使用しないこと

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

使用期限：滅菌袋及び外箱に記載[自己認証（当社データ）による]

【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

*製造業者 白十字株式会社