

*2005年7月20日改訂(第2版)

2003年6月2日作成(新様式第1版)

届出番号: 13B2X00023000074

医4 整形用品 11028000 コットンボール 一般医療機器

ノイロボール

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

脱脂綿(綿100%)を球状に丸めてガーゼで包み込み、糸(綿100%)で結んだ球状のもの

*【使用目的、効能又は効果】

*様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう

*【品目仕様等】

*水の吸収性能は自重の約1.5倍を示す

*【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

*ガーゼをほどいて使用しないこと

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は使用しないこと

開封後は早めに使用すること

滅菌して使用する場合は再滅菌しないこと

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

内容量および単位: パッケージに記載

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

問い合わせ(お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

*製造業者 白十字株式会社