

*2006年8月2日作成(第2版)

2005年8月17日作成(新様式第1版)

届出番号: 13B2X00023000122

医4 整形用品 13700000 医療ガーゼ 一般医療機器

トップバリュ滅菌ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼを折り畳んだもの

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう

【品目仕様等】

水の吸収性能は、自重の約7倍を吸収する

*【操作方法又は使用方法等】

滅菌パック(個包装)の開口部を引きはがして滅菌ガーゼを取り出します。

*【使用上の注意】

包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染がみられる時は使用しないでください。

*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたるところをさけた清潔なところに保管してください。

小児の手の届かないところに保管してください。

本製品は滅菌済ですので、滅菌パック(個包装)を破らないように保管し、個包装開封後はすみやかにご使用ください。

使用期限: 滅菌袋に記載[自己認証(自社データ)による]

【包装】

単位: 枚 / 内容量: 8枚、10枚、12枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

問い合わせ (お客様相談室) TEL 0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造業者 白十字株式会社