

医 4 整形用品 13700000 医療ガーゼ 一般医療機器

トップバリュガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造等】

綿 100%純綿布

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷

又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう

【品目仕様等】

水の吸収性能は自重の約 7 倍を示す

【操作方法又は使用方法】

ご使用の際は手指を清潔にし、適度な大きさにカットしてください

直接患部に使用する時は、傷口を消毒薬等で殺菌してからご使用ください

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

【貯蔵方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光及び火気を避け、清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

単位：枚 / 内容量：1 m、1 0 m

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171 -8552 東京都豊島区高田 3 -23 -12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120 -01 -8910 （休日・夜間 TEL 03 -3987 -6111）

製造元 Winner Industries(Shenzhen)Co.,Ltd.（中国）