

\*2008年02月18日作成(第2版)

2006年09月11日作成(新様式第1版)

届出番号: 13B2X00023000133

医4 整形用品 34655000 医療用不織布 一般医療機器

# ソフキュアガーゼ

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

## 【形状・構造等】

\*レーヨン70%ポリエステル30%を水流により絡め布状にしたもの

## 【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう

## 【品目仕様等】

水の吸収性能は、自重の約10倍を示す

## 【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜使用すること

## 【使用上の注意】

直接患部に使用するときは、滅菌して使用し、繊維が患部に残らないように注意すること

## 【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かない場所に保管すること

## 【包装】

内容量および単位: パッケージに記載

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

お問い合わせ(お客様相談室) TEL0120-01-8910 (休日・夜間 TEL 03-3987-6111)

製造元 株式会社 ディプロ