

一般医療機器 33961001 単回使用クラス I 処置キット

白十字ケアセット I 未滅菌

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は以下の構成品のうち、2 つ以上の製品を組み合わせた医療機器である。

- (1) 13700000：医療ガーゼ（ハクジュウジ大学ガーゼ・白十字折りガーゼ・**ハクジュウジYガーゼ・ベルガーゼ）
- (2) 32374000：X線造影材入りガーゼ（白十字X Pガーゼ・ハクジュウジベルX P・ハクジュウジコメX P）
- (3) 13705000：X線造影材入りスポンジ（ハクジュウジオペーゼX P）
- (4) 11028000：コットンボール（シルキー綿球・白十字綿球・白十字X P綿球・ノイロボール）
- (5) 34655000：医療用不織布（シングルガーゼ・シングルドレンスワブ・ソフキュアガーゼ）
- (6) 15085000：開腹術用スポンジ（ハクジュウジオペーゼ）
- (7) 34654000：手術用被覆・保護材（シングルパッドA・ハクジュウジサージカルパット）
- (8) 32572000：綿状パッド（ノイロシート（未滅菌））

* (9) 70975000：医療脱脂綿（ハクジュウジ脱脂綿）

- (10) 雑品：伸縮包帯・綿棒・検診台シート・ピンセット（非手術器具）・**デンタルメン

2. 組み合わせによって同封されない製品がある。

3. 同封されている構成品及び数量は、直接の容器にラベルで表示されている。

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含むブレパッケージされたキットをいう。

本品は単回使用である。

【使用方法等】

**本品を滅菌し、無菌的に滅菌袋より取り出し、裁断加工等は行わずそのまま直ちに、1 回限り使用する。滅菌方法は、E0 ガス滅菌及び蒸気滅菌 135 度以下を推奨。

【使用上の注意】

**体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと。[使い捨て医療機器のため]

【保管方法及び有効期間等】

**1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

**2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

**<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910

（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）