

医 05 副木

一般的名称 単回使用パッド入り副木 35357000

CVN スプリント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

製品を改造・分解をしないこと
再使用禁止

【形状・構造及び原理】



サイズ(伸長時)cm 100×11×0.5

重量: 160 g

【原材料】

カバー	ポリエチレン
心材	アルミニウム

【原理】

損傷した身体部位を固定する。

【使用目的又は効果】

身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具

【使用方法】

1. 本品を患部に合わせ適切に成形します。
2. ガーゼ等で、患部を固定致します。
3. 形状ぐせが残る為再使用しないこと。

【使用上の注意】

金属アレルギーのある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

破損がある場合は、使用しない事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目 1 4 番地 2 0

光正第 2 ビル 301

株式会社オーストリッチインターナショナル

電 話 : 045-470-9041 (代)

F A X : 045-470-9043

製造業者

Anji Hengfeng (中華人民共和国)