

機械器具 74 医薬品注入器
*高度管理医療機器 薬液注入用ノズル 70388000
*（薬液注入用針 70205000）

フレキシブルニードル

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品はベリプラスト専用ですので、他用途への転用は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は生体組織内へ薬剤を注入するための注射針状のノズルであり、刃先のない変形自在な高延性ステンレス製針管とプラスチック、又は金属製の針基とから構成されている。

フレキシブルニードルの形状・構造



【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【操作方法又は使用方法等】

ベリプラスト調製器セットの構成品であるシリンジ、及びフォークコネクタに本品を接続し、使用して下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水ねれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

*1包 1又は2本入り

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売：ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

製造：ニプロ医工株式会社

お問い合わせ先：

ニプロ株式会社

東京都文京区本郷4丁目3番4号

電話番号：03-5684-5611（東京営業部）



ニプロ株式会社