

**2016 年 7 月改訂 (第 6 版)

* 2016 年 6 月改訂 (第 5 版、新記載要領に基づく改訂)

届出番号 : 17B2X10001000188

医療用品 (04) 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ JMDN コード : 13700000

再使用禁止

オールガーゼ (滅菌済)

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。

* 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



タイプ/層	サイズ
個包装タイプ/8 層	50×50
パック包装タイプ/8 層	50×50

(サイズ単位 : mm)



タイプ/層	サイズ
個包装タイプ/12 層	50×50
個包装タイプ/12 層	50×75
個包装タイプ/12 層	75×75
個包装タイプ/12 層	75×100

(サイズ単位 : mm)

2. 原材料

綿

【使用目的又は効果】

本品は出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

本品を無菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1 回限り使用する。

【使用上の注意】

包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。
3. 本品に記載の使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は製造所データによる]

(※ YYYY-MM は、使用期限 YYYY 年 MM 月を示す)

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 歯愛メディカル

住所 : 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号 : 076-278-8800

製造業者 : 湖北福好医療用品有限公司

(コホクフコウイリョウヨウヒンユウゲンコウシ)

製造国 : 中華人民共和国