

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード：34655000

再使用禁止

不織布ガーゼ（滅菌済）

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕



【保管方法及び有効期間等】

1. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。
3. 使用期限：包装材に記載する〔自己認証（製造所データ）による〕
（※例：🕒 20YY-XX は、使用期限 20YY 年 XX 月を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：湖北福好医療用品有限公司
（コホクフッコウイリョウヨウヒンユウゲンコウシ）
製造国：中華人民共和国

タイプ	層	サイズ
個包装	4 層	50 mm×50 mm
紙パック包装	4 層	50 mm×50 mm

〔原材料〕

レーヨン、ポリエステル

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

本品を無菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1 回限り使用する。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
2. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
3. 小児の手のとどかないところに保管すること。