

再使用禁止

Ci 処置ガーゼ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
綿 100% のガーゼ製品
2. 内容量
5 枚 / 包 × 20

製造業者：Winner Medical (Chongyang) Co., Ltd.
(ウィナーメディカル社)
製造国：中華人民共和国

【使用目的又は効果】

外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造における出血の抑制、
液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護を目的とする。

【使用方法等】

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1 回限り使用する。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、
滅菌品として使用しないこと。
2. 本品は滅菌済みのため、開封後は直ちに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。
3. 本品の使用期限は滅菌袋に記載。
[記載の使用期限は製造所データによる]