

メディキットカテーテルイントロデューサーキット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・過去にアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者への使用は禁止。

【形状・構造等】

- ・本品は、血管造影や薬液注入を行う際に用いるカテーテルを血管内に導入するために用いるシースを主体に、手技時に必要な構成部品を組み合わせたディスプレイキットである。
- 印の付いた構成部品にはポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。
- 印の付いた構成部品には天然ゴムを使用している。

本品は、以下に示す構成部品のうち、2品目以上を組み合わせて構成されている。各構成部品の形状、構造等については取扱説明書を参照すること。

- メディキットスーパーシース
- メディキットカテーテルイントロデューサー
メディキットガイドワイヤー
- メディキットエクステンションチューブ
サワダストップコック
スーパーキャス
- アンギオシリンジ
プラスチックシリンジ
プレデューラ
三方活栓
保護栓
注射針
- マニホールキット
- ディスプレイキット
- フレッドマネジメントシステム
滅菌ブレイドシルク
ディスプレイペンセット ディスピン
外科強彎針
医療用鉗子
U字管
ピーカー
カップ
綿球
ガーゼ
止血綿
スポンジ
固定用テープ
綿棒
ポイマー
トレー
ステリキャップ
ラミシート
サージカルガウン
オリーブ

【性能、使用目的、効能又は効果】

血管造影や薬液注入を行う際に用いるカテーテルを血管内に導入するシースを主体に、手技上必要な付属品を組み合わせたディスプレイキットである。
各構成部品の性能・使用目的・効能又は効果については、取扱説明書を参照すること。

【操作方法又は使用方法等】

本品を使用直前に空気清浄度の高い場所で開封し、手技に必要な構成部品を取り出して使用すること。
各構成部品の操作方法又は使用方法については、取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

1. 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
2. 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。
3. 脂溶性の医薬品等では可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがあるので注意すること。
4. 包装が水濡れ、開封、汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合には使用しないこと。
5. 包装の開封は使用直前に行うこと。開封したらすぐに使用し、使用後は処分すること。
6. 本品は、手技に精通した術者が使用すること。
7. 全ての操作は、無菌的に行うこと。
8. 構成部品に孔を開けるなどの追加加工はしないこと。
9. 使用前に各構成部品の情報について、取扱説明書を必ず参照すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【有効期間・使用の期限】

包装の使用期限を参照(自己認証による)

【包装】

5セット/箱 又は10セット/箱 又は20セット/箱

※ 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 東郷メディキット株式会社

住所: 〒883-0062 宮崎県日向市大字日屋字亀川 17148-6

電話番号: 0982-53-8000

製造業者: 東郷メディキット株式会社

住所: 〒113-0034 東京都文京区湯島 1丁目13番2号

販売業者: メディキット株式会社

住所: 〒113-0034 東京都文京区湯島 1丁目13番2号

電話番号: 03-3839-0201

取扱説明書を必ずご参照ください。

