

機械器具 22 検眼用器具
管理医療機器 眼底カメラ JMDN コード:10551000

特定保守管理医療機器 「コーワ VX-10 α 」の付属品
ビデオカメラ接続アダプター (K9L-RL48F9B)

【形状・構造及び原理等】



ビデオカメラ接続アダプター本体＋デジタルカメラ



フィルター

1. 構成
 - ・ビデオカメラ接続アダプター本体＋デジタルカメラ
 - ・ケーブル
 - ・フィルター
 - ・ロックネジ
2. 寸法及び重量
 - ビデオカメラ接続アダプター本体＋デジタルカメラ：
150 mm(W)×203 mm(D)×202 mm(H)/1.8 kg
 - フィルター：113 mm(W)×43 mm(D)×5 mm(H)/0.06 kg

【使用目的又は効果】

被検眼に接触せずに瞳孔を通じて眼底を観察、撮影、記録し、眼底画像情報を診断のために提供すること。
(コーワ VX-10 α の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

コーワ VX-10 α の上光路にビデオカメラ接続アダプター本体＋デジタルカメラを取付け、照明側にロックネジとフィルターとを取付け、眼底を撮影する。詳細はコーワ VX-10 α の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

コーワ VX-10 α の添付文書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ VX-10 α の添付文書を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ VX-10 α の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)
興和株式会社
東京都中央区日本橋本町 3-4-14
TEL (042)440-7612(調布)

取扱説明書を必ずご参照ください