

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 単回使用整形外科用バー（36249002）
アストラテック インプラント 単回使用ドリル

再使用禁止

【警告】

・骨質、骨量、局所的感染あるいは初期治癒の阻害はインプラントの正常な機能に影響する。

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 材質

本システムを構成する各製品の材質は以下の通り。

材 質	品 名
ステンレス鋼	SP ドリル及び SP ドリルキット

2. 種類

（1）SP ドリル及び SP ドリルキット

品番	品名		
24991	SP ツイストドリル	Ø2.0	ロング
24992	SP ツイストドリル	Ø2.0	ショート
24993	SP ツイストドリル	Ø2.7	ロング
24994	SP ツイストドリル	Ø2.7	ショート
24995	SP ツイストドリル	Ø2.85	ロング
24996	SP ツイストドリル	Ø2.85	ショート
24199	SP ツイストドリル	Ø3.7	6-13 mm
24734	SP ツイストドリル	Ø3.85	6-13 mm
22908	SP ツイストドリル	Ø3.35	ショート
22909	SP ツイストドリル	Ø3.35	ロング
22910	SP ツイストドリル	Ø3.7	ショート
22911	SP ツイストドリル	Ø3.7	ロング
22912	SP ツイストドリル	Ø3.85	ショート
22913	SP ツイストドリル	Ø3.85	ロング
22957	SP ツイストドリル	Ø4.2	ショート
22958	SP ツイストドリル	Ø4.2	ロング
22959	SP ツイストドリル	Ø4.7	ショート
22960	SP ツイストドリル	Ø4.7	ロング
22961	SP ツイストドリル	Ø4.85	ショート
22962	SP ツイストドリル	Ø4.85	ロング
24997	SP パイロットドリル	Ø2.0/2.7	ショート
24735	SP パイロットドリル	Ø2.0/3.2	6-13 mm
22904	SP パイロットドリル	Ø2.0/3.2	ショート
22905	SP パイロットドリル	Ø2.0/3.2	ロング
22906	SP パイロットドリル	Ø3.2/3.7	ショート
22907	SP パイロットドリル	Ø3.2/3.7	ロング
22963	SP パイロットドリル	Ø3.7/4.2	ショート
24998	SP コーティカルドリル	Ø2.7/3.0	ショート
22914	SP コーティカルドリル	Ø3.2/3.5	ショート
22915	SP コーティカルドリル	Ø3.2/3.5	ロング
22916	SP コーティカルドリル	Ø3.7/4.0	ショート
22917	SP コーティカルドリル	Ø3.7/4.0	ロング
22964	SP コーティカルドリル	Ø4.7/5.0	ショート
22921	SP コニカルドリル	Ø3.2/4.5	ショート
22922	SP コニカルドリル	Ø3.2/4.5	ロング
22923	SP コニカルドリル	Ø3.7/5.0	ショート
22924	SP コニカルドリル	Ø3.7/5.0	ロング
24999	SP コニカルドリル	Ø2.7/4.5	ショート
25000	SP コニカルドリル	Ø2.7/4.5	ロング
25001	SP コニカルドリル	Ø3.2/5.0	ショート
25002	SP コニカルドリル	Ø3.2/5.0	ロング
22898	SP ドリルキット	8-13 mm	ショート
22899	SP ドリルキット	8-19 mm	ロング
24737	SP ドリルキット	6-13 mm	

（2）FA ツイストドリル及び FA コニカルドリル

品番	品名		
24627	FA ツイストドリル	Ø2.0	14 mm
24628	FA ツイストドリル	Ø2.0	18 mm
24629	FA ツイストドリル	Ø2.0	22 mm
24694	FA ツイストドリル	Ø2.0	25 mm
24637	FA ツイストドリル	Ø3.2	14 mm
24638	FA ツイストドリル	Ø3.2	18 mm
24639	FA ツイストドリル	Ø3.2	22 mm
24695	FA ツイストドリル	Ø3.2	25 mm
24647	FA ツイストドリル	Ø3.7	14 mm
24648	FA ツイストドリル	Ø3.7	18 mm
24649	FA ツイストドリル	Ø3.7	22 mm
24696	FA ツイストドリル	Ø3.7	25 mm
24657	FA ツイストドリル	Ø3.35	14 mm
24658	FA ツイストドリル	Ø3.35	18 mm
24659	FA ツイストドリル	Ø3.35	22 mm
24697	FA ツイストドリル	Ø3.35	25 mm
24660	FA ツイストドリル	Ø3.85	14 mm
24661	FA ツイストドリル	Ø3.85	18 mm
24662	FA ツイストドリル	Ø3.85	22 mm
24698	FA ツイストドリル	Ø3.85	25 mm
24712	FA ツイストドリル	Ø4.2	14 mm
24713	FA ツイストドリル	Ø4.2	18 mm
24714	FA ツイストドリル	Ø4.2	22 mm
24715	FA ツイストドリル	Ø4.2	25 mm
24716	FA ツイストドリル	Ø4.7	14 mm
24717	FA ツイストドリル	Ø4.7	18 mm
24718	FA ツイストドリル	Ø4.7	22 mm
24719	FA ツイストドリル	Ø4.7	25 mm
24720	FA ツイストドリル	Ø4.85	14 mm
24721	FA ツイストドリル	Ø4.85	18 mm
24722	FA ツイストドリル	Ø4.85	22 mm
24723	FA ツイストドリル	Ø4.85	25 mm
24724	FA コニカルドリル	Ø4.5	
24725	FA コニカルドリル	Ø5.0	

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術に使用するインスツルメントである。

【使用方法等】

- ・SP ツイストドリルは、埋入部位を拡大する。
- ・SP パイロットドリルは、ツイストドリルで埋入窩径を拡大する際に、次に使用するツイストドリル使用前に使用して、進むべき方向を定める。
- ・SP コーティカルドリルは、骨が密な場合に使用し、皮質骨部分をインプラント 3.0S、3.5S、4.0S、5.0S の頸部径と同一径まで形成する。
- ・SP コニカルドリルは、インプラント 4.5 および 5.0 の頸部形状と同一の円錐形の埋入窩を形成する。
- ・FA ツイストドリルおよび FA コニカルドリルは付与されたストッパーにより、FA ドリルキーで制限される深さまで埋入部位の形成に使用する。
- ・FA コニカルドリルは、インプラント 4.5 および 5.0 の頸部形状と同一の円錐形の埋入窩を形成する。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装は外科手術を行う直前に開封すること。
- 2) 本品は滅菌済みで単回使用のため、再滅菌、再使用しないこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温、多湿、直射日光を避け、清潔な場所で常温保管すること。
- 2) 歯科医療従事者以外の手に触れないように保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任外国製造医療機器等製造販売業者：

デンツプライシロナ株式会社

外国製造業者：

Dentsply IH AB（デンツプライ IH）

（スウェーデン）