

機械器具 36 医療用ピンセット
管理医療機器 単回使用ピンセット 35079002
単回使用ピンセット

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



（写真は製品の一例を示す）

2. 原材料

- ポリアミド

3. 原理

本品は 2 枚の刃を持つ手術器具であり、先端部を閉じて保持する物体を挟む。

【使用目的又は効果】

医療用の単回使用ピンセットとして、物体を保持するために用いる。

【使用方法等】

1. 基本操作

保持する物体を挟む。

2. 使用後の処置

医療施設等によって定められた適切な方法で廃棄する。

3. 使用方法等に関連する使用上の注意

①使用前

- 本品は滅菌済み製品で単回使用製品であるため、再滅菌し使用しないこと。
- 滅菌包装開封後本品に異常がないか必ず確認してから使用すること。

②使用中

- 血液や組織片は局方滅菌精製水をひたしたリントフリークロス
の柔らかい布でこまめに清拭すること。

③使用後

- 使用後は、医療用廃棄物として適切な処理をすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品を保管するときは高温多湿、水濡れを避けて保管すること。

2. 有効期間等

本品の包装に記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2522

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG

添付文書入手先：

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）ホームページの

「医療機器添付文書情報」より入手いただけます。