

医04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

## 滅菌オオサキ医療ガーゼ30

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市区西区玉池町203番地

お問い合わせ先 Tel 052-501-2167

製造業者

オオサキメディカル株式会社

郡上工場 〒501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納514番地

#### 【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼを滅菌した製品です。

形状は米国薬局方（U S P）タイプIVに適合

条数（本） 縦糸 22-26/2.54cm 横糸 18-22/2.54cm

2.54×2.54平方cmの条数 41-47

重量(g/平方m) 24.1-31.1

#### 【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

#### 【品目仕様等】

形状は米国薬局方、他仕様は「医療ガーゼ・医療脱脂綿基準」に従う。

滅菌保証は「医療用具の滅菌バリデーションガイドライン」に従う。

#### 【操作方法又は使用方法等】

適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

使用期限

容器又は被包に表示【自己認証（当社データ）による】。

#### 【保守・点検に係る事項】

再使用・再滅菌禁止

#### 【包装】

TS4- 1	30cm×30cm 4ツ折	1枚入滅菌バッグ包装	80袋箱入
TS4- 2	30cm×30cm 4ツ折	2枚入滅菌バッグ包装	60袋箱入
TS4- 5	30cm×30cm 4ツ折	5枚入滅菌バッグ包装	30袋箱入
TS4-10	30cm×30cm 4ツ折	10枚入滅菌バッグ包装	30袋箱入
TS4-20	30cm×30cm 4ツ折	20枚入滅菌バッグ包装	15袋箱入
TS4-30	30cm×30cm 4ツ折	30枚入滅菌バッグ包装	10袋箱入
TS8- 1	30cm×30cm 8ツ折	1枚入滅菌バッグ包装	80袋箱入
TS8- 2	30cm×30cm 8ツ折	2枚入滅菌バッグ包装	60袋箱入
TS8- 5	30cm×30cm 8ツ折	5枚入滅菌バッグ包装	30袋箱入
TS8-10	30cm×30cm 8ツ折	10枚入滅菌バッグ包装	30袋箱入
TS8-20	30cm×30cm 8ツ折	20枚入滅菌バッグ包装	15袋箱入
TS8-30	30cm×30cm 8ツ折	30枚入滅菌バッグ包装	10袋箱入
特製	病院特製仕様		