

2005年4月1日(新様式第1版)

届出番号 23B3X00006000001

医 04

一般医療機器 医療ガーゼ (JMDN コード 13700000)

S ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

ガーゼの材質：綿100%

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【操作方法、使用方法等】

滅菌して適宜使用すること

【使用上の注意】

体内に留置しないこと

開封後は早めに使用すること

包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと

使用後は感染防止に留意し処理すること

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

S ガーゼ 手術用 平 30 cm × 30 cm 300 枚入 紙袋

S ガーゼ 手術用 四つ折 30 cm × 30 cm 300 枚入 紙袋

S ガーゼ 手術用 八つ折 30 cm × 30 cm 300 枚入 紙袋

S ガーゼ 10 m 30 cm × 10 m 100 反入 紙袋

特注 病院特注仕様

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 スズラン株式会社

〒462-0023 愛知県名古屋市中区安井四丁目1番29号

問い合わせ窓口 (TEL) 052-981-8501

製造元 Shanghai Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Yue Luo Road 314, Baoshan District, Shanghai, China

Suzhou Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Liu He Town, Tai Cang City, Jiang Su, China