

2005 年 4 月 1 日(新様式第 1 版)

届出番号 23B3X00006000017

医 04

一般医療機器 医療用不織布 (JMDN コード 34655000)

滅菌ベンリーソフト a

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

綿 1 0 0 % の不織布

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【操作方法、使用方法等】

適宜使用すること

【使用上の注意】

体内に留置しないこと

開封後は早めに使用すること

包装が破損、汚損しているものは使用しないこと

使用後は感染防止に留意し処理すること

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

滅菌ベンリーソフト a M3030 4 折 5 枚 M P A C

滅菌ベンリーソフト a M2525 4 折 1 0 枚 M P A C

滅菌ベンリーソフト a M3030 8 折 1 0 枚 M P A C

滅菌ベンリーソフト a M3030 8 折 2 0 枚 M P A C

他 病院特殊仕様

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 スズラン株式会社

〒462-0023 愛知県名古屋市中区安井四丁目 1 番 2 9 号

問い合わせ窓口 (T E L) 052-981-8501

製造元 Shanghai Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Yue Luo Road 314, Baoshan District, Shanghai, China

Suzhou Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Liu He Town, Tai Cang City, Jiang Su, China