

2005年4月1日(新様式第1版)

届出番号 23B3X00006000021

一般医療機器 単回使用クラス 処置キット (JMDN コード 33961001)

## 滅菌処置セット

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状、構造及び原理等】

本組合せ医療機器は、以下に示す構成品のうち、二品目以上の構成品を組合せて構成する。

医療ガーゼ Sガーゼ 届出番号 23B3X00006000001

コットンボール リリアン綿球 届出番号 23B3X00006000002

ピンセット

### 【使用目的、効能又は効果】

一般的な処置を迅速に行うため、また緊急時の対応への利便性の向上のために必要なクラス の医療ガーゼとコットンボール等を含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

### 【操作方法、使用方法等】

本品を無菌的にトレー型容器からピンセットを用いてガーゼ、もしくは綿球を取り出し、処置をし、そのまま直ちに1回限り使用する。

### 【使用上の注意】

体内に留置しないこと

開封後は早めに使用すること

包装が破損、汚損しているものは使用しないこと

使用後は感染防止に留意し処理すること

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

### 【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

### 【包装】

滅菌処置セットA

他 病院特殊仕様

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 スズラン株式会社

〒462-0023 愛知県名古屋市中区安井四丁目1番29号

問い合わせ窓口 (TEL) 052-981-8501

製造元 Shanghai Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Yue Luo Road 314, Baoshan District, Shanghai, China

Suzhou Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Liu He Town, Tai Cang City, Jiang Su, China