

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

ベゴ パーフォレーテッドジスク

*【形状・構造及び原理等】

形状: 円盤状

成分: アルミナ

**推奨回転数: 10,000-15,000rpm (φ22)
約 10,000rpm (φ34)

*【効能又は効果】

炭化ケイ素、アルミナ等を用いた技工用研削材である。

*【使用方法等】

レーズ、ハンドピースに取り付けて使用します。

*【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ②本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸引しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け、室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * 製造販売元 : 株式会社ニッシン (選任製造販売業者)
- 住所 : 〒621-0001
京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
- 電話番号 : 0120-571939 (フリーダイヤル)
電話受付時間 月～金 (祝日を除く)
午前 10:00～午後 5:00
- 製造元 : ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ
ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH
& Co. KG
- 国名 : ドイツ
- 販売元 : 株式会社アイキャスト
- 電話番号 : 0120-228582 (フリーダイヤル)
電話受付時間 月～金 (祝日を除く)
午前 10:00～12:00 午後 1:00～5:00