

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌綿球（ガーゼ巻）

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は綿 100%脱脂綿を球状に丸め、表面を毛羽防止加工しガーゼで巻いた滅菌済みのものです。

【 使用目的、効能又は効果 】

- 様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊です。

【 操作方法又は使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 開封した残品は創傷面に使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【 貯蔵・保管方法及び使用期間等 】

1、貯蔵・保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

2、使用期限

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【 包装 】

- サイズ・入数をパッケージに記載しています。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等 】＊

製造販売元：川本産業株式会社

住所：大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 4 号

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

製造元：川本産業株式会社