

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 35794000

ボナワックスカーバー

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、破損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

バニッシャータイプとスプーンタイプがある。



【組成】

ステンレス鋼

【性能、使用目的、効能又は効果】

ワックスパターンを彫刻する。

【原理】

本品作業部で、ワックスを彫刻・形成を行う。

【使用目的又は効果】

先端部で、ワックスパターンの彫刻及び築盛、形成を行う。

【使用方法等】

本品作業部でワックスパターンの彫刻及び築盛、形成を行う。

【使用上の注意】

1. 使用目的(ワックス成型)以外の目的で使用しないこと。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称】

【製造販売業者】 エービーエス株式会社

【製造業者】 AllSeas Trading

【国名】 パキスタン