

医 04 整形用品  
一般医療機器 コットンボール 11028000

# プレット

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.体内には使用しないこと。

## 【形状、構造及び原理等】

- \* 綿100%の脱脂綿を球状に加工したものである。

## 【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

## 【操作方法又は使用方法等】

- \* 使用目的に応じ、適宜使用する。創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

## 【使用上の注意】

### ・重要な基本的注意

- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- \* 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

### 1.貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

### \* 2.使用期限

容器若しくは被包に記載[自己認証による]

## \*【包装】

種類	規格	包装
No. 7	直径約 7 mm	50 g / 袋
No. 10	直径約 10 mm	50 g / 袋
No. 14	直径約 14 mm	50 g / 袋
No. 20	直径約 20 mm	50 g / 袋
No. 25	直径約 25 mm	50 g / 袋
No. 30	直径約 30 mm	50 g / 袋
No. 40	直径約 40 mm	50 g / 袋
No. 50	直径約 50 mm	50 g / 袋

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社

\* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : 尾崎工業株式会社