

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌プレート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- ＊ 綿 100% の脱脂綿を球状に加工し、酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【操作方法又は使用方法等】

適宜、使用する。

【使用上の注意】

- ・ 重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
- ＊ 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

＊ 2. 使用期限

容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

- ＊ 本品は別注製品であるため、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社

＊ 住 所 : 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : ハクゾウメディカルテクノス株式会社