

## ドライプレット

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内には使用しないこと。

#### 【形状、構造及び原理等】

- \* 綿 100%の脱脂綿を球状とし、酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。  
本品はカップ形状のプラスチック容器入である。

#### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

#### 【使用方法等】

- \* 使用目的に応じ、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
- \* 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間  
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社  
\* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
電 話 : 06-6942-0451(代)  
  
製 造 業 者 : ハクゾウメディカルテクノス株式会社