

医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

滅菌シルキュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- * 綿100%からなる繊維をパッド状にしたものを圧縮し、裁断後、酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。

【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【操作方法又は使用方法等】

適宜、使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
- * 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- * 2.使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包装】

- * 本品は別注製品であるため、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社
* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : ハクゾウメディカルテクノス株式会社