

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

CLプレート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1.再使用禁止
2.体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

* 綿 100%の脱脂綿を球状とし、カルボキシメチルセルロースで表面加工後、酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。
本品はフタ付きのプラスチック容器入である。

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【操作方法又は使用方法等】

* 使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意
1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
2) 包装開封後、速やかに使用すること。

* 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

* 2.使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

*【包装】

種 類	規 格	包 装
No.14 5 球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No.14 10 球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No.14 20 球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No.20 5 球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No.20 10 球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No.20 20 球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No.25 5 球入	直径約 25 mm	12 個/箱
No.25 10 球入	直径約 25 mm	12 個/箱
No.30 5 球入	直径約 30 mm	12 個/箱
No.40 3 球入	直径約 40 mm	12 個/箱

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社

* 住 所 : 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

電 話 : 06-6942-0451代

製 造 業 者 : ニッポー株式会社