

## キープレット

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内には使用しないこと。

#### 【形状、構造及び原理等】

- \* 綿100%の脱脂綿を球状とし、フィブリル化セルロースで表面加工を行ったものである。

#### 【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

#### 【操作方法又は使用方法等】

- \* 使用目的に応じ、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
  - 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 2) 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
- \* 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- \* 2. 使用期限  
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

#### \* 【包装】

種類	規格	包装
No. 10	直径約 10 mm	50 g / 袋
No. 14	直径約 14 mm	50 g / 袋
No. 20	直径約 20 mm	50 g / 袋
No. 25	直径約 25 mm	50 g / 袋
No. 30	直径約 30 mm	50 g / 袋
No. 40	直径約 40 mm	50 g / 袋

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社  
\* 住 所 : 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
電 話 : 06-6942-0451(代)

\*\* 製造業者 : ガムディーコットン社 (タイランド)  
NGAMDEE COTTON CO., LTD  
(THAILAND)