

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌キープレットS

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- * 綿 100%の脱脂綿を球状とし、フィブリル化セルロースで表面加工後に酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【操作方法又は使用方法等】

- * 使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2) 包装開封後、速やかに使用すること。

- * 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

- * 2.使用期限

容器若しくは被包に記載[自己認証による]

*【包 装】

種 類	規 格	包 装
No.14 5 球入	直径約 14 mm	100 袋/箱
No.14 10 球入	直径約 14 mm	100 袋/箱
No.20 5 球入	直径約 20 mm	100 袋/箱
No.20 10 球入	直径約 20 mm	50 袋/箱
No.25 5 球入	直径約 25 mm	50 袋/箱
No.25 10 球入	直径約 25 mm	25 袋/箱
No.30 5 球入	直径約 30 mm	30 袋/箱
No.30 10 球入	直径約 30 mm	20 袋/箱
No.40 5 球入	直径約 40 mm	20 袋/箱
No.40 10 球入	直径約 40 mm	15 袋/箱

本品の容器若しくは被包に内容量又は入数を記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : ハクゾウメディカル株式会社

- * 住 所 : 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
- 電 話 : 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 : オオサキメディカル株式会社