

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

ハクゾウ滅菌 S P ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
- ＊ 2. 体内に留置しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- ＊ レーヨン 100%の不織布製品を酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【操作方法又は使用方法等】

適宜、使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
 - 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- ＊ 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
- ＊ 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ＊ 2.使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

- 製造販売業者 ： ハクゾウメディカル株式会社
- ＊ 住 所 ： 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
- 電 話 ： 06-6942-0451(代)
- 製 造 業 者 ： ハクゾウメディカルテクノス株式会社