

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

ハクゾウ滅菌HMガーゼ（カット入り）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。

【形状、構造及び原理等】

ポリエステル及びビスコースレーヨン素材混紡の不織布で、Y字、T字等の切り込みを入れている。本品は酸化エチレンガスによる滅菌を行ったものである。

【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【操作方法又は使用方法等】

適宜、使用する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 包装開封後、速やかに使用すること。
 - 包装が開封、破損または汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- 使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包装】

本品の容器若しくは被包に入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社

住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

電 話：06-6942-0451(代)

製造業者：ハクゾウメディカルテクノス株式会社