

医 04 整形用品  
一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット JMDN コード 33961001

# ハクゾウ処置キット A

## 再使用禁止

【禁忌・禁止】  
・再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

※※ 本品は医療機器 2 品目以上と消毒、処置に必要とされる  
以下の構成品を組み合わせて滅菌したものである。

※※ 【一般医療機器】

|    | 構成品の一般的名称       |
|----|-----------------|
| 1  | 医療ガーゼ           |
| 2  | 医療脱脂綿           |
| 3  | 医療用不織布          |
| 4  | コットンボール         |
| 5  | 救急絆創膏           |
| 6  | X線造影材入りガーゼ      |
| 7  | X線造影材入りスポンジ     |
| 8  | 開腹術用スポンジ        |
| 9  | 綿状創傷被覆・保護材      |
| 10 | 汎用注射筒           |
| 11 | 止血用押圧器具         |
| 12 | 綿状パッド           |
| 13 | 単回使用汎用サージカルドレープ |
| 14 | 手術用被覆・保護材       |

## 【付属品】

|    | 構成品の名称  |
|----|---------|
| 15 | ピンセット   |
| 16 | 綿棒      |
| 17 | 固定用テープ  |
| 18 | 手袋      |
| 19 | 防水シート   |
| 20 | 容器      |
| 21 | ダストバック  |
| 22 | キャップ    |
| 23 | マスク     |
| 24 | ガウン     |
| 25 | 安全ピン    |
| 26 | ホータイ    |
| 27 | 不織布シート  |
| 28 | 鉗子      |
| 29 | 当てパット   |
| 30 | 柄付きスポンジ |
| 31 | 駆血帯     |

## 【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

## 【使用方法等】

開封して適宜使用する。

## 【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- ※※ 1. ピンセットは部材の把持以外の目的で使用しないこと。  
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。  
3. 包装開封後、速やかに使用すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

※※ 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

※※ <http://www.hakuzo.co.jp/>  
TEL 06-6942-0451(代)