

医 04 整形用品
一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット JMDN コード 33961001

ルンバールキット I

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

※※ 本品は医療機器 2 品目以上と消毒、処置に必要とされる
以下の構成品を組み合わせで滅菌したものである。

【一般医療機器】

	構成品の一般的名称
1	医療ガーゼ
2	医療脱脂綿
3	医療用不織布
4	コットンボール
5	救急絆創膏
6	綿状創傷被覆・保護材
7	汎用注射筒

【付属品】

	構成品の名称
8	ピンセット
9	綿棒
10	固定用テープ
11	手袋
12	防水シート
13	容器
14	圧迫綿
15	ダストパック
16	キャップ
17	マスク
18	ドレープ
19	ガウン
20	安全ピン
21	ホータイ
22	不織布シート
23	鉗子
24	当てパット
25	柄付きスポンジ

【使用目的又は効果】

※一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

開封して適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- ※ 1. ピンセットは部材の把持以外の目的で使用しないこと。
- 2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ※ 2. 有効期間
本品の容器若しくは被包に記載
【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
ハクゾウメディカル株式会社
※ 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
- ※ <http://www.hakuzo.co.jp/>
TEL 06-6942-0451(代)