

ブレット G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止
- 2.体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

脱脂綿を球状に加工したものである。X 線を検知できる糸を取り付けている。

[X 線造影材]

名 称	成 分
X 線造影糸	・ 硫酸バリウム（造影剤） ・ スチレン系エラストマー（固定材） ・ TET 5MA636 GRN（着色剤）

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【操作方法又は使用方法等】

適宜、使用する。

【使用上の注意】

- ・ 重要な基本的注意
 - 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
 - 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
 - * 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- * 2.使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に内容量又は入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 ： ハクゾウメディカル株式会社
* 住 所 ： 大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
電 話 ： 06-6942-0451(代)

製 造 業 者 ： ハクゾウメディカルテクノス株式会社