

医 04 整形用品
一般医療機器 X 線造影材入りスポンジ 13705000

プレート G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

脱脂綿を球状に加工したもので、X 線を検知可能な成分を含む糸を取り付けている。微小繊維状セルロースで表面加工を施している。

[X 線造影材]

名 称	成 分
X 線造影糸	・硫酸バリウム（造影剤） ・スチレン系エラストマー（固定材） ・TET 5MA636 GRN（着色剤）

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【操作方法又は使用方法等】

適宜、使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
- 2) 包装開封後、速やかに使用すること。
- 3) 包装が開封、破損または汚損している場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 使用期限
容器若しくは被包に記載[自己認証による]

【包 装】

本品の容器若しくは被包に内容量又は入数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社
住 所：大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号
電 話：06-6942-0451(代)

製 造 業 者：ハクゾウメディカルテクノス株式会社