

一般医療機器 医 04 整形用品
医療脱脂綿 JMDN70975000

ディステック カットメン

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 綿 100%素材のパット状で脱脂綿の液体吸収性を利用したもの
- 使い捨てタイプ
- 未滅菌

【使用目的又は効果】

患者の体表から少量の体液を吸収したり、口腔内の容積を確保する等、主にデンタル用の医療目的に使用する。

【使用方法等】

適宜、滅菌してご使用ください。

【使用上の注意】

「重要な基本的注意」

- 本品は使い捨ての為、再使用はしないでください。
- 包装箱に開封、破損、汚染等が見られる場合は滅菌済み製品としての使用はしないでください。
- 肌の弱い方の場合は、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。このような症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- 体内に留置しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- 本品は滅菌済みの製品なので、個包装を破らないように保管してください。

2. 有効期間

- 包装袋に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0033
兵庫県神戸市中央区江戸町 96 番地ストロングビル 801
TEL 078-327-2333

外国製造所国名：中華人民共和国
外国製造業者：A. R. Medicom Inc. Shanghai Ltd.