

一般医療機器 医 04 整形用品
医療ガーゼ JMDN13700000

オールガーゼ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 破損使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 綿 100% ガーゼを使用用途に応じた大きさにカットしたものを幾重にも折畳んだものです。
- 使い捨てタイプ

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。

【使用方法等】

未滅菌の為、適宜滅菌してご使用ください。

【使用上の注意】

「重要な基本的注意」

- 本品は使い捨ての為、再使用はしないでください。
- 箱又は包装等に開封、破損、汚染等が見られる場合は使用しないでください。
- 肌の弱い方の場合、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。このような症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- 体内に留置しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

2. 有効期間

- 上記条件のもとで包装後 3 ヶ年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0033
兵庫県神戸市中央区江戸町 96 番地ストロングビル 801
TEL 078-327-2333

外国製造所国名：中華人民共和国

外国製造業者：

Zhijiang Allmed Medical Products Co., Ltd.