

医療用品 04 整形用品  
医療用不織布 34655000  
一般医療機器  
JMS SBガーゼ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

不織布を複数積層させたガーゼで、滅菌品と未滅菌品がある。本品はレーヨンを使用している。

**【使用目的又は効果】**

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

**\*【使用方法等】**

1. 包装から本品を取り出します。
2. 創傷又は外科切開部の処置に使用します。

**\*【使用上の注意】**

**\*【その他の注意】**

未滅菌品は必要に応じて、以下の方法で滅菌すること。

1. 高压蒸気滅菌
2. エチレンオキサイド滅菌

**【保管方法及び有効期間等】**

〈有効期間〉

3年〔自己認証(当社データ)による〕  
包装の使用期限欄を参照すること。

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者  
株式会社ジェイ・エム・エス  
電話番号：03-6404-0602