

**2008年 1月 8日改訂 (第3版)

届出番号 38B3X10001000007

*2007年 3月 22日改訂 (第2版)

医04 整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

脱脂綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿製品。

本品は白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はなく、セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【操作方法又は使用方法】

使用目的に応じ、適宜使用する。

適宜滅菌して使用する。

※滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。

開封したものは、早めに使用すること。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【貯蔵・保管方法】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【包装】

パッケージに内容物の重量を記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 丸三産業株式会社

愛媛県大洲市徳森1349番地

TEL (0893) 25-1486

**製造元 丸三産業株式会社 五十崎工場

*発売元 株式会社竹虎

商品に関するお問合せ先

フリーダイヤル 0120-094-315