

添付資料 1

2021年 6月（新記載要領に基づく第1版）
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B2X00219000007

医04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

滅菌プラスA

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社

大阪府柏原市大正2丁目9番6号

TEL 072-971-3555

【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼで滅菌済。

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

開封後は直ちに使用すること。

本品に異常がある場合は使用しないこと。

開封後の残品は創傷面に使用しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

使用期限（自己認証）をパッケージに記載。