

添付資料 1

2021年 6月 (新記載要領に基づく第1版)
2005年 4月 1日 (新様式第1版)

届出番号 27B2X00219000008

医04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

ソフトプレス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社
大阪府柏原市大正2丁目9番6号
TEL 072-971-3555

【形状、構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液
体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収し
たりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成
る材料をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
体内に留置しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない
清潔な場所に保管すること。