

2021年 6月（新記載に基づく第1版）
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B2X00219000024

医04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

アルスコットンガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください
- 体内に留置しないでください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社

大阪府柏原市大正2丁目9番6号

TEL 072-971-3555

【形状、構造及び原理等】

コットン100%の不織布です。

本品には、切り込みのあるタイプもあります。

【使用目的又は効果】

創傷面又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材です。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用してください。

創傷面には滅菌して使用してください。

滅菌は、EOG滅菌ができます。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないでください。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

。

【保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。