

2021年 6月 (新記載要領に基づく第1版)
2015年 5月 8日 (新様式第2版)

届出番号 27B2X00219000027

医04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

ア ル ス シ ル キ ー Ⅱ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社

大阪府柏原市大正2丁目9番6号

TEL 072-971-3555

【形状、構造及び原理等】

レーヨン 100%の不織布です。

本品には切り込みのあるタイプもあります。

【使用目的又は効果】

創傷面又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材です。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用してください。

創傷面には滅菌して使用してください。

滅菌はEOG滅菌ができます。

【使用上の注意】

本品の使用は1回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないでください。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に

保管してください。