

2021年 6月 (新記載要領に基づく第1版)  
2015年 5月 8日 (新様式第2版)

届出番号 27B2X00219000031

医04 整形用品  
一般医療機器 アイパッド 11661000  
**滅菌アイクッションパッド**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止
- 本品に感作又はアレルギーを示す患者に使用しないこと

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】**

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社

大阪府柏原市大正2丁目9番6号

TEL 072-971-3555

**【形状、構造及び原理等】**

綿40%ポリプロピレン60%の吸収パッドをポリプロピレン不織布で包みこんだ製品で滅菌済のものです。

**【使用目的又は効果】**

ガーゼ又は綿等の様々な材料で製造されたパッドからなる器具をいう。眼の保護又は分泌物の吸収に用いることを目的としている。

**【使用方法等】**

使用目的に応じ、適宜使用する。  
白い面を創傷部に当てて使用する。

**【使用上の注意】**

開封後は直ちに使用すること。  
本品に異常がある場合は使用しないこと。  
開封後の残品は創傷面に使用しないこと。  
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法  
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間  
有効期間（自己認証）をパッケージに記載。